

Használati utasítás

XUND v1

Tartalomjegyzék

- [1. Rendeltetésszerű használat](#)
 - [1.1. Klinikai haszon](#)
- [2. Felhasználási környezet](#)
 - [2.1. Általános környezet](#)
 - [2.2. Társadalmi és mentális környezet](#)
 - [2.3. Műszaki környezet és informatikai biztonsági követelmények](#)
- [3. Mikor használjuk a XUND-ot?](#)
- [4. Mikor nem szabad használni a XUND-ot?](#)
- [5. Maradék kockázatok](#)
- [6. A XUND használata](#)
 - [6.1. Elemzések és ellenőrzések](#)
 - [6.1.1. \(Tünetelemző\)Tünetelemző](#)
 - [6.1.2. \(Betegségelemző\)Betegségellenőrző](#)
 - [6.2. Impreszum](#)
- [7. Szeretne valamit megosztani velünk?](#)
 - [7.1. Hibaelhárítás](#)
 - [7.2. Súlyos események bejelentése](#)
 - [7.3. Visszajelzés](#)
- [8. Gyártói és termékinformációk](#)

1. Rendeltetésszerű használat

A XUND egy fejlett döntéshozatali algoritmusokon alapuló, önálló szoftver, amely előzetes értékelést készít a diagnosztikai döntésekhez. A demográfiai adatok, a kockázati tényezők és a tünetek elemzésével a lehetséges, bizonyítékokon alapuló okok már korai szakaszban felismerhetők, így a felhasználó képes lesz azonosítani az egészségügyi rendszerben a megfelelő kezelési útvonalakat.

A célközönséget laikusok alkotják, akiknek nincs szükségük előzetes ismeretekre vagy képzésre.

1.1. Klinikai haszon

Az XUND v1 várható klinikai haszna abban áll, hogy segít a felhasználóknak a tüneteik lehetséges, bizonyítékokon alapuló okait és a releváns kezelési útvonalakat gyorsabban és megbízhatóbban azonosítani.

2. Felhasználási környezet

2.1. Általános környezet

A XUND bármely olyan általános fizikai környezetben használható, amelyet a törvény (pl. a közúti közlekedési szabályok) nem tilt. Beltéren és kültéren egyaránt használható. Ez tükröződik a használhatósági tervezési tevékenységekben is.

2.2. Társadalmi és mentális környezet

A XUND-ot nem szabad életveszélyes helyzetekben vagy erős pszichológiai stressz alatt használni.

2.3. Műszaki környezet és informatikai biztonsági követelmények

Az XUND v1 egy webalapú szoftveralkalmazás. Az XUND v1 rendeltetésszerű használatához egy olyan eszközre van szükség, amely támogatott webböngészővel és HTTPS-protokollal rendelkezik, valamint stabil internetkapcsolatra. A felhasználóknak naprakészen kell tartaniuk operációs rendszerüket és webböngészőjüket, és megfelelő biztonsági intézkedéseket kell hozniuk az eszközükhöz és az XUND v1-hez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

3. Mikor használjuk a XUND-ot?

- A célfelhasználó nem szakember, előzetes tudásra vagy képzésre nincs szükség.
- A XUND-ot bármely 16. életévét betöltött személy használhatja, ha elfogadja az Általános Szerződési Feltételeinket, és érti a termékben rendelkezésre álló nyelvek valamelyikét.
- A XUND közvetlenül vagy közvetve, azaz más személyek számára is használható. Azon személyek csoportjába, akiknél a tüneteket mások értékelik, a következők tartozhatnak:

- Tinédzserek (10 éves kortól a 16. életév betöltéséig)
- Idős emberek, akik nem boldogulnak a termék használatával
- Fogyatékkal élő vagy sérült emberek

4. Mikor nem szabad használni a XUND-ot?



- A XUND nem használható, ha a felhasználó életveszélyes állapotra gyanakszik, vagy életveszélyben van. A XUND nem minősül elsősegélynyújtási intézkedésnek vészhelyzetben.
- A XUND előzetes értékelést nyújt, nem pedig orvosi diagnózist. A XUND nem helyettesíti a pszichológiai vagy fiziológiai vizsgálatokat, és nem helyettesíti az orvoshoz fordulás szükségességét sem.
- A XUND kizárólag laikusok számára készült, nem egészségügyi szakemberek számára. Nem használható diagnosztikai célra a klinikai gyakorlatban.
- A XUND ajánlásai arra vonatkozóan, hogy a felhasználók mit tehetnek addig, kizárólag a tünetek otthoni enyhítését szolgálják. A XUND által megfogalmazott ajánlások soha nem írhatják felül az egészségügyi szakemberek döntéseit, diagnózisait, előírt kezeléseit vagy ajánlásait.
- A XUND nem betegségfigyelő eszköz, és nem javasolja meg a jövőbeli egészségügyi kockázatokat.
- A XUND nem javasol gyógyszer márkaneveket, és nem nyújt segítséget az adagoláshoz.
- A XUND nem alkalmas terhességtervezésre.
- A XUND nem ad oltási ajánlásokat.
- A XUND-ot olyan felhasználók nem használhatják, akiknél már ismert súlyos krónikus betegség áll fenn.
- A XUND nem teljes körű, mivel nem tartalmazza az összes lehetséges betegséget (részletes listát lásd a DI-DOC-06 Betegségek listája című dokumentumban). Az általános felhasználási feltételek érvényesek.
- A XUND által adott ajánlásokat a felhasználó egyéni igényeinek és képességeinek figyelembevételével kell alkalmazni, és azokat nem szabad szó szerint venni. Kétség esetén orvoshoz kell fordulni.

5. Maradék kockázatok

Az összes bevezetett kockázatkezelési intézkedés ellenére a következő maradék kockázatok fennállnak:

- A XUND eredményei a felhasználó által megadott információktól függenek, és pontatlanok lehetnek, ha a bevitt adatok helytelenek vagy hiányosak.
- Előfordulhat, hogy az XUND helytelen vagy félrevezető eredményeket ad, és nem képes pontosan előre jelezni az egészségügyi állapotokat.

- Az XUND nem fedi le az összes egészségügyi állapotot, és előfordulhat, hogy előrejelző modellje nem képes felismerni a ritka vagy atipikus betegségeket.
- A XUND nem veszi figyelembe az egyén teljes egészségügyi hátterét.
- A XUND eredményeit a felhasználók félreérthetik vagy rosszul értelmezhetik.
- Előfordulhat, hogy a XUND nem észleli az összes sürgős vagy súlyos egészségügyi állapotot.
- A XUND teljesítményét és rendelkezésre állását technikai korlátok befolyásolhatják.

Nemkívánatos mellékhatások: Az XUND v1 használatával kapcsolatban nincsenek ismertek nemkívánatos mellékhatások.

6. A XUND használata

6.1. Elemzések és ellenőrzések

A vizsgálatok hasonlóak egy orvosi konzultációhoz. Ha megadja a tüneteit vagy a feltételezett betegségeket, valamint további információkat, mint például az életkorát, nemét és a profiljához kapcsolódó kockázati tényezőket, az XUND segít azonosítani a lehetséges okokat és a kezelési lehetőségeket.

6.1.1. (Tünetelemző)Tünetelemző

A "Tünetelemző" segít megtalálni a tünetek mögött meghúzódó okokat, amelyeket esetleg Ön nem teljesen ért. Az Ön fő tünete és a megfelelő válaszok alapján a XUND további valószínűsíthető tüneteket javasol. Az Ön egészségi állapotával, életmódjával és szokásaival kapcsolatos kérdések megválaszolása után a XUND elkészíti az előzetes értékelést, kiemelve azokat a betegségeket, amelyek az Ön helyzetében fontosak lehetnek.

Az eredményektől függően ajánlásokat is kap, mint pl.:

- Gyors tippek, amelyek azonnal segíthetnek Önnek
- Az Ön régiójában elérhető egészségügyi szakemberek és intézmények

Megjegyzés: Az elemzés kizárólag tájékoztató jellegű, és nem tekinthető orvosi konzultációnak, diagnózisnak vagy tanácsadásnak. Ha aggódik az egészségi állapota miatt, különösen súlyos tünetek, az állapot romlása, bizonytalanság esetén, vagy ha nem tapasztal javulást, kérjük, forduljon orvoshoz.

6.1.2. (Betegségelemző)Betegségellenőrző

A "Betegségellenőrző" fordított módon működik, és segít felmérni, hogy Ön egy bizonyos feltételezett betegségben szenved-e. Az ellenőrizni kívánt betegség alapján a XUND az adott betegség tipikus tüneteivel kapcsolatos kérdéseket tesz fel Önnek. Az Ön egészségi állapotával, életmódjával és szokásaival kapcsolatos kérdések megválaszolása után a XUND előzetes értékelést készít arról, hogy

mennyire valószínű a feltételezett betegség, illetve tájékoztat egyéb eredményekről, amelyek az Ön helyzetében fontosak lehetnek.

Az eredményektől függően ajánlásokat is kap, mint pl.:

- Gyors tippek, amelyek azonnal segíthetnek Önnek
- Az Ön régiójában elérhető egészségügyi szakemberek és intézmények

Megjegyzés: Az ellenőrzés kizárólag tájékoztató jellegű, és nem tekinthető orvosi konzultációnak, diagnózisnak vagy tanácsadásnak. Ha aggódik az egészségi állapota miatt, különösen súlyos tünetek, az állapot romlása, bizonytalanság esetén, vagy ha nem tapasztal javulást, kérjük, forduljon orvoshoz.

6.2. Impreszum

Az impresszumban általános információkat talál a vállalatról és az orvostechnikai eszközként való minősítésről, valamint megtekintheti a felhasználási feltételeinket és az adatvédelmi irányelveket.

7. Szeretne valamit megosztani velünk?

7.1. Hibaelhárítás

Mi gondoskodunk Önről! Ha bármilyen kérdése van a XUND-dal kapcsolatban, ha segítségre van szüksége, vagy valamilyen problémát szeretne jelenteni, lépjen azonnal kapcsolatba velünk a következő címen: support@xund.ai.

Lehet, hogy kérdéseid közül néhányat már más érdeklődő felhasználók is feltettek. Kérjük, nézd meg a weboldalunkon található GYIK-et.

7.2. Súlyos események bejelentése

A XUND v1-hez kapcsolódó súlyos eseményeket be kell jelenteni a XUND Solutions GmbH-nak a support@xund.ai e-mail címen, valamint annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye található.

Figyelem: Ha a szoftver nem a várt módon működik, ne hagyatkozzon az eredményekre, és vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

7.3. Visszajelzés

Nagyra értékeljük visszajelzését! Szeretné megosztani velünk a véleményét? Vagy talán van egy új funkcióra vonatkozó ötlete? Ötleteit elküldheti nekünk a hello@xund.ai címre.

8. Gyártói és termékinformációk

Termék neve	XUND v1
Gyártó 	XUND Solutions GmbH Dorotheergasse 10/12a 1010 Bécs Ausztria
Alapvető UDI	1918000298XUND01HA
Termékverzió	v1.66.0 és újabb
A használati utasítás változata	5.0
A közzététel dátuma	2026-09-24
	A termék orvostechnikai eszköz.
	A termék megfelel a 2017/745 EU-rendelet követelményeinek.

További információk:

- A készülék teljesítményére vonatkozó részletekért lásd a következő oldalt <https://xund.ai/medical-quality>.
- Az (EU) 2021/2226 végrehajtási rendeletnek megfelelően az elektronikus használati utasítás nyomtatott példánya a support@xund.ai címen igényelhető.