



Használati utasítás

XUND Verzió 1





Tartalomjegyzék

- 1 Bevezetés
- 2 Mikor használjuk a XUND-ot?
- 3 Mikor nem szabad használni a XUND-ot?
- 4 A XUND használata
 - 4.1 Start menü
 - 4.2 Checks
 - 4.2.1 Symptom Check
 - 4.2.2 Illness Check
 - 4.3 Impresszum
- 5 Szeretne valamit megosztani velünk?
 - 5.1 Hibaelhárítás
 - 5.2 Visszajelzés
- 6 Minőség



1 Bevezetés

A XUND egy fejlett döntési algoritmusokra épülő, mesterséges intelligencia alapú egészségügyi asszisztens, amelynek célja az előzetes értékelések készítése a diagnosztikai döntések keretében. A tünetek és az olyan általános profilinformációk, mint például a demográfiai adatok, az életmód és a kockázati tényezők elemzése révén a lehetséges, bizonyítékokon alapuló okok már korai szakaszban azonosíthatók, melyek segítségével a felhasználó megtalálhatja az egészségügyi rendszer által kínált megfelelő kezelési formát.

2 Mikor használjuk a XUND-ot?

- A célfelhasználó nem szakember, előzetes tudásra vagy képzésre nincs szükség.
- A XUND-ot bármely 18. életévét betöltött személy használhatja, ha elfogadja az Általános Szerződési Feltételeinket, és érti a termékben rendelkezésre álló nyelvek valamelyikét.
- A XUND közvetlenül vagy közvetve, azaz más személyek számára is használható. Azon személyek csoportjába, akiknél a tüneteket mások értékelik, a következők tartozhatnak:
 - Tinédzserek (10-17 évesek)
 - Idős emberek, akik nem boldogulnak a termék használatával
 - Fogyatékkal élő vagy sérült emberek
- A XUND csak laikusok számára készült. Nem használható diagnosztikai vagy kezelési célokra a mindennapi klinikai gyakorlatban. Orvosok, ápolók vagy más egészségügyi szakemberek nem használhatják orvosi célokra.



3 Mikor nem szabad használni a XUND-ot?

- A XUND-ot 18 év alatti személyek nem használhatják.
- A XUND nem alkalmazható akut, súlyos tünetek, életveszélyes állapotok vagy életveszély esetén. A XUND nem biztosít sürgősségi elsősegélynyújtást.
- A XUND-ot az alapellátásban történő használatra tervezték, és nem alkalmas ritka betegségek kimutatására.
- A XUND nem használható diagnosztizálásra súlyos balesetek vagy súlyos testi sértés esetén, és harmadik fél által alkalmazott erőszakot követően sem.
- Továbbá nem használható a terhességi diagnosztikában, szülés előtt vagy koraszülöttek diagnosztikájában. A XUND nem használható fogamzásgátlással vagy terhességtervezéssel kapcsolatban.
- A XUND nem ad védőoltási ajánlásokat.



- A XUND nem helyettesíti a pszichológiai vagy fiziológiai vizsgálatokat. A XUND nem használható a diagnózis felállításához vagy a terápia lefolytatásához már ismert, súlyos, vagy még nem diagnosztizált mentális zavarok esetén.
- A XUND-nak nem célja a klinikai ellátás támogatása.
- A XUND nem használható az otthoni ápolásra vonatkozó kezelési és gondozási ajánlások meghatározásához. A XUND nem ad ápolási utasításokat.
- A XUND alapvetően nem egy betegmegfigyelő program.
- A XUND nem helyettesíti az orvosi konzultációt.
- A XUND kizárólag laikusoknak, nem pedig egészségügyi szakembereknek készült. A klinikai gyakorlatban nem használható diagnózis felállítására.
- A XUND nem ajánl semmilyen gyógyszert, és nem tesz adagolási javaslatot sem.
- A XUND nem állít ki orvosi vagy pszichológiai véleményezéseket.
- A XUND nem ad diagnosztikai vagy terápiás ajánlásokat a már meglévő ismert betegségekre (függetlenül a betegség súlyosságától).
- A XUND nem alkalmazható olyan betegeknél, akiknek már ismert súlyos krónikus betegségei vannak.
- Az XUND nem használható az orvos által már felállított diagnózis helyettesítésére, vagy a terápiás ajánlás megváltoztatása vagy megszüntetése.

4 A XUND használata

4.1 Start menü

A kezdőképernyő lehetővé teszi a XUND – 4.2. szakaszban részletesebben ismertetett - fő funkcióinak elérését.

4.2 Checks

Ezek hasonlóak az orvosi konzultációhoz. A tünetek vagy feltételezett betegségek és további információk, mint például az életkor, a nem és a profilhoz kapcsolódó kockázati tényezők megadásával az XUND segít a lehetséges diagnózisok és kezelési lehetőségek azonosításában.

4.2.1 Symptom Check

A “Symptom Check” segít megtalálni a tünetek mögött meghúzódó okokat, amelyeket esetleg Ön nem teljesen ért. Az Ön fő tünete és a megfelelő válaszok alapján a XUND további valószínűsíthető tüneteket



javasol. Az Ön egészségi állapotával, életmódjával és szokásaival kapcsolatos kérdések megválaszolása után a XUND elkészíti az előzetes értékelést, kiemelve azokat a betegségeket, amelyek az Ön helyzetében fontosak lehetnek.

Az eredményektől függően ajánlásokat is kap, mint pl.:

- Gyors tippek, amelyek azonnal segíthetnek Önnek
- Az Ön régiójában elérhető egészségügyi szakemberek és intézmények

Megjegyzés: A check kizárólag tájékoztató jellegű, és nem tekinthető orvosi konzultációnak, diagnózisnak vagy tanácsadásnak. Ha aggódik az egészségi állapota miatt, kérjük, forduljon orvoshoz.

4.2.2 Illness Check

Az "Illness Check" fordított módon működik, és segít felmérni, hogy Ön egy bizonyos feltételezett betegségben szenved-e. Az ellenőrizni kívánt betegség alapján a XUND az adott betegség tipikus tüneteivel kapcsolatos kérdéseket tesz fel Önnek. Az Ön egészségi állapotával, életmódjával és szokásaival kapcsolatos kérdések megválaszolása után a XUND előzetes értékelést készít arról, hogy mennyire valószínű a feltételezett betegség, illetve tájékoztat egyéb eredményekről, amelyek az Ön helyzetében fontosak lehetnek.

Az eredményektől függően ajánlásokat is kap, mint pl.:

- Gyors tippek, amelyek azonnal segíthetnek Önnek
- Az Ön régiójában elérhető egészségügyi szakemberek és intézmények

Megjegyzés: A check kizárólag tájékoztató jellegű, és nem tekinthető orvosi konzultációnak, diagnózisnak vagy tanácsadásnak. Ha aggódik az egészségi állapota miatt, kérjük, forduljon orvoshoz.

4.3 Impresszum

Az impresszumban általános információkat talál a vállalatról és az orvostechnikai eszközként való minősítésről, valamint megtekintheti az általános felhasználási feltételeinket és az adatvédelmi irányelveket.



5 Szeretne valamit megosztani velünk?

5.1 Hibaelhárítás

Mi gondoskodunk Önről! Ha bármilyen kérdése van a XUND-dal kapcsolatban, ha segítségre van szüksége, vagy valamilyen problémát szeretne jelenteni, lépjen azonnal kapcsolatba velünk a következő címen: support@xund.ai.

A legtöbb kérdését már más érdeklődő felhasználók is feltették. Pillantson bele a GYIK-be a weboldalon.

5.2 Visszajelzés

Nagyra értékeljük visszajelzését! Szeretné megosztani velünk a véleményét? Vagy talán van egy új funkcióra vonatkozó ötlete? Ötleit elküldheti nekünk a hello@xund.ai címre.



6 Minőség

Termék neve	XUND v1
 Gyártó	XUND Solutions GmbH Dorotheergasse 10/12a 1010 Bécs Ausztria
A használati utasítás változata	2.1
A közzététel dátuma	2023.09.07.
	A termék megfelel a 2017/745 EU-rendelet követelményeinek.

A készülék teljesítményére vonatkozó részletekért lásd a következő oldalt <https://xund.ai/quality>.