



Használati utasítás

XUND Verzió 1





Tartalomjegyzék

- 1 Bevezetés
- 2 Mikor használjuk a XUND-ot?
- 3 Mikor nem szabad használni a XUND-ot?
- 4 A XUND használata
 - 4.1 Start menü
 - 4.2 Elemzések és ellenőrzések
 - 4.2.1 Tünetelemző
 - 4.2.2 Betegségellenőrző
 - 4.3 Impresszum
- 5 Szeretne valamit megosztani velünk?
 - 5.1 Hibaelhárítás
 - 5.2 Visszajelzés
- 6 Minőség



1 Bevezetés

A XUND egy fejlett döntési algoritmusokra épülő, mesterséges intelligencia alapú egészségügyi asszisztens, amelynek célja az előzetes értékelések készítése a diagnosztikai döntések keretében. A tünetek és az olyan általános profilinformációk, mint például a demográfiai adatok, az életmód és a kockázati tényezők elemzése révén a lehetséges, bizonyítékokon alapuló okok már korai szakaszban azonosíthatók, melyek segítségével a felhasználó megtalálhatja az egészségügyi rendszer által kínált megfelelő kezelési formát.

2 Mikor használjuk a XUND-ot?

- A célfelhasználó nem szakember, előzetes tudásra vagy képzésre nincs szükség.
- A XUND-ot bármely 18. életévét betöltött személy használhatja, ha elfogadja az Általános Szerződési Feltételeinket, és érti a termékben rendelkezésre álló nyelvek valamelyikét.
- A XUND közvetlenül vagy közvetve, azaz más személyek számára is használható. Azon személyek csoportjába, akiknél a tüneteket mások értékelik, a következők tartozhatnak:
 - Tinédzserek (10-17 évesek)
 - Idős emberek, akik nem boldogulnak a termék használatával
 - Fogyatékkal élő vagy sérült emberek
- A XUND csak laikusok számára készült. Nem használható diagnosztikai vagy kezelési célokra a mindennapi klinikai gyakorlatban. Orvosok, ápolók vagy más egészségügyi szakemberek nem használhatják orvosi célokra.



3 Mikor nem szabad használni a XUND-ot?

- A XUND-ot 18 év alatti személyek nem használhatják.
- A XUND nem alkalmazható akut, súlyos tünetek, életveszélyes állapotok vagy életveszély esetén. A XUND nem biztosít sürgősségi elsősegélynyújtást.
- A XUND-ot az alapellátásban történő használatra tervezték, és nem alkalmas ritka betegségek kimutatására.
- A XUND nem használható diagnosztizálásra súlyos balesetek vagy súlyos testi sértés esetén, és harmadik fél által alkalmazott erőszakot követően sem.
- Továbbá nem használható a terhességi diagnosztikában, szülés előtt vagy koraszülöttek diagnosztikájában. A XUND nem használható fogamzásgátlással vagy terhességtervezéssel kapcsolatban.
- A XUND nem ad védőoltási ajánlásokat.



- A XUND nem helyettesíti a pszichológiai vagy fiziológiai vizsgálatokat. A XUND nem használható a diagnózis felállításához vagy a terápia lefolytatásához már ismert, súlyos, vagy még nem diagnosztizált mentális zavarok esetén.
- A XUND-nak nem célja a klinikai ellátás támogatása.
- A XUND nem használható az otthoni ápolásra vonatkozó kezelési és gondozási ajánlások meghatározásához. A XUND nem ad ápolási utasításokat.
- A XUND alapvetően nem egy betegmegfigyelő program.
- A XUND nem helyettesíti az orvosi konzultációt.
- A XUND kizárólag laikusoknak, nem pedig egészségügyi szakembereknek készült. A klinikai gyakorlatban nem használható diagnózis felállítására.
- A XUND nem ajánl semmilyen gyógyszert, és nem tesz adagolási javaslatot sem.
- A XUND nem állít ki orvosi vagy pszichológiai véleményezéseket.
- A XUND nem ad diagnosztikai vagy terápiás ajánlásokat a már meglévő ismert betegségekre (függetlenül a betegség súlyosságától).
- A XUND nem alkalmazható olyan betegeknél, akiknek már ismert súlyos krónikus betegségei vannak.
- Az XUND nem használható az orvos által már felállított diagnózis helyettesítésére, vagy a terápiás ajánlás megváltoztatása vagy megszüntetése.

4 A XUND használata

4.1 Start menü

A kezdőképernyő lehetővé teszi a XUND – 4.2. szakaszban részletesebben ismertetett - fő funkcióinak elérését.

4.2 Elemzések és ellenőrzések

Ezek hasonlóak az orvosi konzultációhoz. A tünetek vagy feltételezett betegségek és további információk, mint például az életkor, a nem és a profilhoz kapcsolódó kockázati tényezők megadásával az XUND segít a lehetséges diagnózisok és kezelési lehetőségek azonosításában.

4.2.1 Tünetelemző

A “Tünetelemző” segít megtalálni a tünetek mögött meghúzódó okokat, amelyeket esetleg Ön nem teljesen ért. Az Ön fő tünete és a megfelelő válaszok alapján a XUND további valószínűsíthető tüneteket



javasol. Az Ön egészségi állapotával, életmódjával és szokásaival kapcsolatos kérdések megválaszolása után a XUND elkészíti az előzetes értékelést, kiemelve azokat a betegségeket, amelyek az Ön helyzetében fontosak lehetnek.

Az eredményektől függően ajánlásokat is kap, mint pl.:

- Gyors tippek, amelyek azonnal segíthetnek Önnek
- Az Ön régiójában elérhető egészségügyi szakemberek és intézmények

Megjegyzés: Az elemzés kizárólag tájékoztató jellegű, és nem tekinthető orvosi konzultációnak, diagnózisnak vagy tanácsadásnak. Ha aggódik az egészségi állapota miatt, kérjük, forduljon orvoshoz.

4.2.2 Betegségellenőrző

A "Betegségellenőrző" fordított módon működik, és segít felmérni, hogy Ön egy bizonyos feltételezett betegségben szenved-e. Az ellenőrizni kívánt betegség alapján a XUND az adott betegség tipikus tüneteivel kapcsolatos kérdéseket tesz fel Önnek. Az Ön egészségi állapotával, életmódjával és szokásaival kapcsolatos kérdések megválaszolása után a XUND előzetes értékelést készít arról, hogy mennyire valószínű a feltételezett betegség, illetve tájékoztat egyéb eredményekről, amelyek az Ön helyzetében fontosak lehetnek.

Az eredményektől függően ajánlásokat is kap, mint pl.:

- Gyors tippek, amelyek azonnal segíthetnek Önnek
- Az Ön régiójában elérhető egészségügyi szakemberek és intézmények

Megjegyzés: Az ellenőrzés kizárólag tájékoztató jellegű, és nem tekinthető orvosi konzultációnak, diagnózisnak vagy tanácsadásnak. Ha aggódik az egészségi állapota miatt, kérjük, forduljon orvoshoz.

4.3 Impresszum

Az impresszumban általános információkat talál a vállalatról és az orvostechnikai eszközként való minősítésről, valamint megtekintheti az általános felhasználási feltételeinket és az adatvédelmi irányelveket.



5 Szeretne valamit megosztani velünk?

5.1 Hibaelhárítás

Mi gondoskodunk Önről! Ha bármilyen kérdése van a XUND-dal kapcsolatban, ha segítségre van szüksége, vagy valamilyen problémát szeretne jelenteni, lépjen azonnal kapcsolatba velünk a következő címen: support@xund.ai.

A legtöbb kérdését már más érdeklődő felhasználók is feltették. Pillantson bele a GYIK-be a weboldalon.

5.2 Visszajelzés

Nagyra értékeljük visszajelzését! Szeretné megosztani velünk a véleményét? Vagy talán van egy új funkcióra vonatkozó ötlete? Ötleteit elküldheti nekünk a hello@xund.ai címre.



6 Minőség

Termék neve	XUND v1
 Gyártó	XUND Solutions GmbH Dorotheergasse 10/12a 1010 Bécs Ausztria
A használati utasítás változata	2.4
A közzététel dátuma	2024.05.13.
 0123	A termék megfelel a 2017/745 EU-rendelet követelményeinek.

A készülék teljesítményére vonatkozó részletekért lásd a következő oldalt <https://xund.ai/quality>.